


Como Liberar as Urnas

1 - Identificar o botão "Urna"

O **PRESIDENTE** da Comissão deverá localizar o botão indicado e clicar nele.



2 - Localizar uma urna criada anteriormente

Ao concluir a etapa anterior, você será redirecionado à página que apresenta a lista de urnas já cadastradas no sistema.



Localize e clique no botão **"Liberar urna"**.



Atenção: Após liberar a urna, observe que o status da urna cadastrada no sistema será alterado para **“Disponível”**.

Revision #3

Created 21 October 2026 21:27:12 by Cauã Franco

Updated 22 October 2026 16:11:34 by Cauã Franco